

ココロ踊る。

私だけのオーダーメイド補聴器



**RIONET WE**

リオネット ウィー

キモチ弾む。



# はじめやすく、目立ちにくく、快適に。

「リオネット ウィー」が両耳装用の  
価格的なハードルを、グッと引き下げました。

補聴器を両耳に装用することで  
音の方向がわかりやすくなったり、  
騒がしい場所での会話が聞きとりやすくなったり。

あなたも「リオネット ウィー」で  
両耳装用をスタートしませんか？



## RIONET WE

リオネット ウィー



※ただし、上記のような効果が実感できない場合があります。また、左右の聴力差が大きい場合など、両耳装用が適さない場合もあります。

より快適な  
両耳装用を  
スタート  
リオネットウィー

# こころが踊る、きもちが弾む、 私たちのオーダーメイド補聴器。

## 両耳装用はこんな場面で大活躍

### 快適な聞こえ

**騒がしい場所でも快適**  
エアコンや換気扇などの騒音を効果的に低減します。

**不快なピーピー音を防ぐ**  
電話の際に起こりやすい不快なピーピー音(ハウリング)を自動的に起きにくくします。

### 自然なつけ心地

「リオネットウィー」は、ひとつひとつお客様の耳のカタチにあわせて作るから、ぴったりフィット。目立ちにくいのももちろん、眼鏡やマスクとの併用にも最適です。



### 使いやすい

電池のプラス・マイナスの向きを気にせずに電池を交換できます。



### 安心保証

「1年間の無料修理」「120日以内の無料調整」「火災・盗難などにあつたときの事故保険」。様々な保証制度\*を設けています。\*詳しくは販売店までお問い合わせください。

### スーパーミニカナル(CIC) HI-C1CV



軽度 中等度 高度

両耳価格(2台) **198,000円**

片耳価格(1台) **118,000円**が  
→ 1台あたり **99,000円**

左右を分かりやすくした  
カラーシエル  
(無料オプション)



### カナルエイド HI-C2CV



軽度 中等度 高度

両耳価格(2台) **198,000円**

片耳価格(1台) **118,000円**が  
→ 1台あたり **99,000円**

メモリー切替ボタン  
(無料オプション)



### マイエイド HI-G7CV



中等度 高度 重度

両耳価格(2台) **198,000円**

片耳価格(1台) **118,000円**が  
→ 1台あたり **99,000円**

メモリー切替ボタン  
(無料オプション)



近づいてくる車などに  
気づきやすい

雑音下でも  
聞きとりやすい

左右どちらからの  
声も聞きやすい

座る場所を  
気にしなくていい

音に広がりを感じられる

耳への負担を  
軽減できる

両耳装用だと聞こえる範囲が広がります。  
※オーダーメイドCICの場合(イメージ)

片耳装用

両耳装用

### 性能一覧

型式		HI-C1CV スーパーミニカナル(CIC)	HI-C2CV カナルエイド	HI-G7CV マイエイド
最大音響利得	HFA [±5dB]	41dB	47dB	58dB
	ピーク値 [+3dB以下]	46dB	51dB	65dB
90dB入力 最大出力音圧レベル	HFA [±4dB]	107dB	117dB	126dB
	ピーク値 [+3dB以下]	112dB	119dB	132dB
電池		PR536	PR41	PR48
電池寿命(時間)*		約105~155	約160~235	約310~370
適応難聴*		軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度
		~80dBHL	~90dBHL	50~110dBHL
		伝音難聴・感音難聴・混合性難聴		

●測定値はJIS C 5512:2015による。(※を除く) ●[ ]内は許容差を表します。●電池寿命は使用条件により異なります。

※補聴器は非課税です。



【両耳装用の効果について】「左右の聴力差が大きい」、「他の理由で効果が実感できない」などの様々な条件により、両耳装用の効果が得られない場合もあるため、すべての方に両耳装用が適しているということではありません。両耳装用が適しているかどうかは、耳鼻咽喉科専門医(または補聴器販売店)にご相談ください。

本社・営業部	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL.042-359-7880 FAX.042-359-7441	〒185-8533
東京営業所	東京都文京区本郷2-27-8(太陽館ビル) TEL.03-3818-4133 FAX.03-3818-4140	〒113-0033
仙台営業所	仙台市太白区南大野田25-13 TEL.022-249-5533 FAX.022-249-5535	〒982-0015
西日本営業所	大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル) TEL.06-6363-4133 FAX.06-4797-0111	〒530-0001
国分寺補聴相談室	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL.042-359-7833 FAX.042-359-7440	〒185-8533
新宿補聴相談室	東京都渋谷区代々木2-7-7(南新宿277ビル) TEL.03-3379-9333 FAX.03-3379-2564	〒151-0053
大阪補聴相談室	大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル) TEL.06-4797-0033 FAX.06-4797-0111	〒530-0001

---

関東リオン(株)	さいたま市浦和区仲町3-11-2 TEL.048-824-1205 FAX.048-824-8885	〒330-0062
東海リオン(株)	名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル) TEL.052-954-1733 FAX.052-954-1734	〒460-0004
九州リオン(株)	福岡市博多区冷泉町5-1-8 TEL.092-281-5361 FAX.092-291-1877	〒812-0039

## ご注意

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

販売名:補聴器HI-C1CV 医療機器認証番号:223AABZX00067A07  
販売名:補聴器HI-C2CV 医療機器認証番号:224AABZX00189A06

販売名:補聴器HI-G7CV 医療機器認証番号:225AABZX00096A03

✓この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。

※このカタログ掲載の商品の希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。

※このカタログ掲載の商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。

※このカタログ掲載の商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。

※本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。

