

利便性が向上する多彩な機能

リオネットシリーズ 主な機能一覧

機種ごとの搭載機能は価格/機能/性能一覧をご覧ください。

聞きとりサポート 周りの音や言葉をより聞きとりやすくします。



残響抑制
言葉の聞きとりに影響する残響音を低減します。

音声強調
[SSS typeR]
音声のもつ特徴を強調し、言葉を聞きとりやすくします。

環境対応 環境に合わせて最適な音をお届けします。



自動モード切替
[AMC typeR]
補聴器が音の特徴を統計的に分析し、その環境に最適な設定に自動的に切り替えます。

マルチメモリー機能
数種類の音質を切り替えて使用できます。

親切機能 お使いいただく方のことを一番に考えた便利な機能です。



おまかせ回路
電池をプラス・マイナスどちら向きに入れても作動します。

データロギング
使用環境を補聴器が記録することで、よりきめ細かい調整が行えます。

お知らせ音
電池交換時期、メモリー切り替え時に音や音声でお知らせします。

スタート時間設定機能
電源を入れてから音が出るまでの時間を設定できる機能です。補聴器をつける時のハウリングを起きにくくします。

スタートメモリー設定機能
電源を切る前のメモリーやボリュームのままに補聴器がスタートします。

チャイルドロック
乳幼児の電池の誤飲を防ぐため、電池を簡単に取り出せないようにすることができます。

騒音抑制関連 さまざまな不快な音を抑制し、聞こえを助けます。



騒音抑制
[NR typeR]
エアコンや換気扇の音、交通騒音などを低減します。

衝撃音低減
[PNS]
食器を洗う音などの不快な衝撃音を抑えます。

風雑音低減
不快な風雑音を低減します。

[指向性]
指向性(固定・適応型)
主に後方からの音を小さくします。適応型は、横や後方など周囲からの音を抑制することで、正面の音声を聞きとりやすくします。

[指向性]
おまかせスピーチ
360度の範囲で音声を検出し、どの方向からの会話も聞きとりやすくします。

[指向性]
耳介効果
耳介の特性を反映させるので、より自然な聞こえが得られます。

快適装用 つけ心地の良い補聴器を提供します。



ハウリングキャンセラー
[AFBC typeR]
不快なピーピー音(ハウリング)を瞬時に抑制します。

オープンフィットリング
音のこもり感を軽減します。

耐汗コート
汗や湿気などから補聴器を守るコーティングを施しています。

暮らしに便利 日常生活の利便性を向上させます。



おまかせテレホン
受話器を補聴器に近づけると、補聴器のメモリーが自動的に電話用メモリーに切り替わります。

防水・防じん
汗や水に強く、装用しながらのシャワーも可能です。

誘導コイル
タイループや公共施設の磁気ループ設備などからの音声(磁波)をキャッチして、補聴器で聞くことができます。

ワイヤレスアダプター
外部機器に接続することで、補聴器に直接音を届けます。

スティックリモコン
手元でボリューム調整、メモリー切り替えができます。

スマートコントロール
補聴器のボリューム、メモリーなどを操作するAndroidスマートフォンアプリです。