

いつでも聞こえを、ポケットに。

簡単操作のポケット型デジタル補聴器 HD-70



こだわりの
日本品質

希望小売価格
45,000円
[非課税]

簡単操作で使いやすい、お手頃価格のポケット型補聴器です。

デジタルになって、 より快適な聞こえになりました。



※当社従来品と比較して

ポケット型デジタル補聴器 HD-70

希望小売価格 45,000円 [非課税] 軽度 中等度 高度

※聞こえの調整は補聴器本体に内蔵されたトリマーで行います。調整は販売店で行います。

こんな方におすすめの補聴器です

- ▶ 操作が簡単な補聴器がほしい
- ▶ お手頃価格の補聴器がほしい
- ▶ ご自宅での使用を主にお考えの方に
- ▶ お持ちのアナログ補聴器からの買い替えとして

リオネットならではの聞きやすさ

- ▶ デジタルならではのクリアな音質
- ▶ ピーピー音(ハウリング)が起きにくい
- ▶ 騒がしい場所でも快適
- ▶ 大きすぎる音をやさしく抑える

大きくて見やすいボリュームです。
(ボリュームロック付き)



スイッチは使用環境に合わせて
切り替えられます。



公共施設の磁気ループ設備など
からの音声(磁波)をキャッチして
聴くことができる誘導コイル付き
です。

電池寿命は約1300時間と長寿命
です。



話す人の口元にマイクを
近づけるとより聞こえ
やすくなります。

スイッチ切替や電池交換
時期を音でお知らせし
ます。

イヤホンを耳に
入れてスイッチ
を入れるだけの
簡単操作です。

リオネットならではの安心・保証制度

こだわりの 日本品質

国内生産にこだわり、
常に高い品質を提供し
ます。

1年間の 無料修理

お買い上げの日より1年
以内に自然故障が生じた
場合、無料で修理いたします。

火災、盗難などにあったときの 事故保険

補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に
破損、盗難、火災にあった場合、無料修理
または同等機種による代替品提供(修理
不能の場合)をさせていただきます。

性能一覧

型式	最大音響利得 HFA[±5dB]/ピーク値[+3dB以下]	90dB入力最大出力音圧レベル HFA[±4dB]/ピーク値[+3dB以下]	誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]
HD-70	49dB/51dB	120dB/122dB	82dB
調整器等*		電池	電池寿命*
OPC、TONE H、M/T切替、 騒音・ハウリング抑制(ON/OFF)		単4形アルカリ乾電池	約1300時間
			適応難聴*
			軽度・中等度・高度(40~85dBHL) 伝音難聴・感音難聴・混合性難聴

●測定値はJIS C 5512:2015による。(※を除く) ●[]内は許容差を表します。●電池寿命は使用条件により異なります。

本社・営業部	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL.042-359-7880 FAX.042-359-7441	〒185-8533
東京営業所	東京都文京区本郷2-27-8(太陽館ビル) TEL.03-3818-4133 FAX.03-3818-4140	〒113-0033
仙台営業所	仙台市太白区南大野田25-13 TEL.022-249-5533 FAX.022-249-5535	〒982-0015
西日本営業所	大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル) TEL.06-6363-4133 FAX.06-4797-0111	〒530-0001
国分寺補聴相談室	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL.042-359-7833 FAX.042-359-7440	〒185-8533
新宿補聴相談室	東京都渋谷区代々木2-7-7(南新宿277ビル) TEL.03-3379-9333 FAX.03-3379-2564	〒151-0053
大阪補聴相談室	大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル) TEL.06-4797-0033 FAX.06-4797-0111	〒530-0001


関東リオン(株)	さいたま市浦和区仲町3-11-2 TEL.048-824-1205 FAX.048-824-8885	〒330-0062
東海リオン(株)	名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル) TEL.052-954-1733 FAX.052-954-1734	〒460-0004
九州リオン(株)	福岡市博多区冷泉町5-1-8 TEL.092-281-5361 FAX.092-291-2847	〒812-0039

 **ご注意**

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用前には添付文言及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

販売名:補聴器HD-70 医療機器認証番号:228AABZX00028000

 この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。
※このカタログ掲載の商品の希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。
※このカタログ掲載の商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※このカタログ掲載の商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
※本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。