

【別紙2】

■補聴器の型式・電池の型式の「調べ方」

以下をご参考の上、お客様の補聴器の型式、または空気電池の型式をご確認ください。

・補聴器の型式



・空気電池の型式

電池の台紙に記載された「型式」の他に、台紙や電池シールの「色」や電池の「大きさ」でも電池の型式を知ることが可能です。

| 型式 | PR-44 (675) | PR-48 (13) | PR-41(312) | PR-536 (10) |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 台紙やシールの色 | 青 | オレンジ | 茶 | 黄 |
| 使われている補聴器 | 耳かけ型 | 耳かけ型 耳あな型 | 耳かけ型 耳あな型 | 耳あな型 |
| パッケージ見本 (リオネットブランド の場合です。) | | | | |
| 大きさでの見分け方 | | | | |